

mycchew™


Kieferorthopädische Kauschiene

Für Kinder zwischen 2 und 8 Jahren

Fördert die Nasenatmung
und verbessert die Funktion
der Mundmuskulatur zur
Unterstützung der Entwicklung
von Zähnen und Kiefern.



HILFT BEI DER
ZAHNREINIGUNG



ANWENDUNG
ZWEIMAL
TÄGLICH
10-15 MIN.

TONGUE, LIPS & JAW EXERCISER

mycchew™

Orthodontic Chewing Brush

www.myoresearch.com

2-8 YEARS

myoTAREA®

Ursachen

Wegen unserer weichen Nahrung kauen viele Kinder nicht mehr ausreichend, um die Kiefermuskulatur so zu stärken, wie es erforderlich wäre. Zusätzlich sind Mundatmung und eine schwache Mundmuskulatur mit gestörter Funktionsweise ein sehr häufiges Problem, das unbehandelt zu schlecht entwickelten Kiefern führen und damit die Wahrscheinlichkeit für Zahnengstände und kieferorthopädische Probleme erhöhen kann.

Da diese Probleme mit der Zeit schlimmer werden, ist es wichtig, früh einzugreifen, indem die Kaumuskeln trainiert, die Nasenatmung gefördert und gleichzeitig Kraft und Funktionsweise der Mundmuskulatur verbessert werden. Die Verankerung dieser korrekten Angewohnheiten unterstützt nicht nur die Entwicklung von Zähnen und Kiefern, sondern fördert durch die Verhinderung der Mundatmung auch die allgemeine Gesundheit.




Myotalea® Myochew™

Das Myotalea® Myochew™ soll bei Kindern zwischen zwei und acht Jahren aktiv das Kauen fördern, um die Kiefermuskulatur zu kräftigen und dabei gleichzeitig die Nasenatmung zu fördern und die Zunge zu trainieren. Seine Borsten unterstützen zudem die Zahnreinigung. Es ist eine hervorragende Ergänzung der Myobrace®- und Myosa®-Apparaturen, die darauf spezialisiert sind, Probleme mit der Atmung und der Mundmuskulatur zu korrigieren. Das Myochew™ ist eine angenehme, aber effektive Methode, bei Kindern die Muskeln in Zunge und Kiefern zu kräftigen und gleichzeitig gesündere Atemgewohnheiten zu fördern.

Myochew™ - Eigenschaften

- 1 Silikonborsten** reinigen die Zähne.
- 2 Zungenpressteil** kräftigt die Zungenmuskeln.
- 3 Luftgefederter Kern** stimuliert die Kieferentwicklung.
- 4 Konstruktion für Ober- und Unterkiefer** fördert die Nasenatmung.
- 5 Abnehmbares Band** zum Befestigen des Lip Seal Trainer.
- 6 Lip Seal Trainer.**



myochew™

Spezielle Unterstützung

Das *Myochew*™ ist von großem Nutzen für Kinder, die besonders anfällig für Mundatmung oder eine schwache Mundmuskulatur sind oder ihre Zähne nicht effektiv reinigen können. Mit seiner innovativen Gestaltung geht es auf einfache und ansprechende Weise gezielt auf die besonderen Bedürfnisse der kleinen Patientinnen und Patienten ein. Zusätzlich verbessert es die Kraft und Funktionalität der Mundmuskulatur, während die speziellen Borsten die Mundhygiene fördern.




Gebrauchsanweisung




Schritt 1 – Die *Myochew*™-Schiene mit dem Zungenpressteil nach oben halten.




Schritt 2 – Die Schiene in den Mund einsetzen.



Schritt 3 – Lippen geschlossen halten und durch die Nase atmen.



Schritt 4 – Das Zungenpressteil mehrmals mit der Zunge zusammendrücken.



Schritt 5 – Mehrmals leicht auf den luftgefederten Kern beißen und ihn zusammendrücken.

Nach Gebrauch unter warmem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

Das **Myotalea® Myochew™** wurde für Kinder zwischen zwei und acht Jahren entworfen. Es fördert die Nasenatmung, verbessert die Funktion der Mundmuskulatur und unterstützt dank integrierter Borsten die Zahnreinigung. Das **Myochew™** eignet sich auch für spezielle Gruppen von Kindern, die Schwierigkeiten mit der Mundatmung, der Kraft in der Mundmuskulatur und der Zahnhygiene haben.

Mit der Schiene können diese Probleme bei Kindern auf angenehme und effektive Weise korrigiert und die Entwicklung von Zähnen und Kiefern unterstützt werden. Gleichzeitig wirkt sich das Wegfallen der Mundatmung positiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus.

Vorteile des Myochew™:

- Einfache, effektive Methode zur Verbesserung von Atmung, Mundmuskulatur und Mundhygiene.
- Anwenderfreundliche Apparatur für Kinder verschiedener Altersstufen.
- Unterstützt Kinder, die besonders anfällig für Mundatmung, schlechte Zahnhygiene oder schwache Mundmuskulatur sind.
- Aus weichem, flexiblem Silikon für ein besonders angenehmes Tragegefühl und optimale Verträglichkeit.

Reinigung des Myochew™: Das **Myochew™** nach jeder Benutzung unter fließendem warmem Wasser reinigen. Wir empfehlen für alle Apparaturen die Anwendung von **Myoclean™** - Tabletten zweimal wöchentlich. Fragen Sie in Ihrer Praxis nach **Myoclean™**.

VORSICHT: Lassen Sie Ihr Kind das Myochew™ nicht unbeaufsichtigt verwenden und setzen Sie es nur so ein, wie es in der Gebrauchsanweisung vorgesehen ist. Nicht verwenden, während das Kind schläft.



Myotalea® by Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

USA Representative:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



Europe Representative:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION**



EINZELPATIENT,
MEHRFACHVERWENDUNG



VOR DIREKTER
SONNENEINSTRALUNG
SCHÜTZEN



VOR
GEBRAUCH
REINIGEN