


myoTalea®
TONGUE AND LIP
EXERCISE APPLIANCE

**Lip seal
trainer.**



**IMPROVES
LIP SEAL**



www.myobrace.com

国際特許。
詳細は
MYORESEARCH.COM
をご覧ください。

Lip seal trainer

Lip Seal Trainer

(リップシールトレーナー)は
*Lip Trainer™*と併用できるよう
に設計されたツールであり、
唇を閉じる力を改善し、
飲み込みの際に下唇の過剰な
動きを減らします。

設計特徴



2つの目的

Lip Trainer™
との併用の
場合は、
ストラップとして
使用できます。



トレーニング ボード

初めてトレーニングを
する際に、安静時に
口唇を閉じる練習として
使用できます。



リップシールスPEED

安静時に、口唇を閉じる練習に
使用できます。
トレーニングボードを
しっかり行った後に
移行してください。

Lip Seal Trainer の目的


Lip Seal Trainer は、唇を閉じる筋肉を改善することをサポートします。

これは慢性的な口呼吸の改善に不可欠です。

口唇が弱く、口が空いた子どもに対して有効です。

トレーニングボードは、初めの1ヶ月で行い、その後リップシールスペードに進んでください。

- ① トレーニングボードの使用
- ② リップシールスペードの使用



Lip Seal Trainer 使用の説明:

最初に

Lip Seal Trainer と Myobrace® を併用することを推奨します。

1 Myobrace®に触れるように、Lip Seal Trainer を唇の間に置き、唇を軽く閉じて、そのまま保持します。Myobrace®を使用しながら10分間続けてください。

2 Myobrace®を取り外し、Lip Seal Trainer のみ2分間使用してください。

3 毎日2回5分間Lip Trainer™と併用するか、もしくは歯科医師の指示に従ってください。

個人の状況に応じて歯科医師により指示が異なる場合があります。

Lip Seal Trainerは MRCによる Myobrace®システムと 併用されます。

研究によると、口呼吸、間違った舌の位置や飲み込み方が、歯並びや顎の成長に大きな影響を与えることが明らかになっています。

最も大切なことは、唇を閉じることと鼻から呼吸することです。

Myobrace®システムはこのような習癖に対応していますが、多くの子どもはこの目標を達成するために他のトレーニングが必要になります。

正しい顎の発達、唇を閉じることが重要です。

Lip Seal Trainer は話すとき以外はくちびるを閉じるように意識させます。

Lip Seal Trainer の洗浄:

口から取り外した時には、ぬるま湯で洗浄して下さい。週に1回Myoclean™を使用して洗浄してください。Myoclean™については歯科医師に相談してください。

注意:
子どもが*Lip Seal Trainer*を使用しているときは必ず親の目の届く範囲で行ってください。

交換目安: 毎日の使用は6ヶ月間。使用期間にかかわらず、12ヶ月後に交換してください。

患者1人用



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION



Myofunctional Research Co.

Myofunctional Research Co. Australia:
44 Siganto Drive,
Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999



使用する前に
洗浄し
てください。

USA Representative:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue,
Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781,
Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



直射日
光を避
けてくだ
さい。



European Representative:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompensstraat 21c
5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718,
5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

